



## Pré Eclâmpsia 2° e 3° Trimestre

Diagnóstico do segundo e  
terceiro trimestre da  
gestação

**SYNLAB**   
SOLUTIONS IN DIAGNOSTICS

[www.synlab-sd.com](http://www.synlab-sd.com)



## Por que realizar este exame?

A pré-eclâmpsia é uma complicação da gestação caracterizada por hipertensão arterial (pressão alta) e danos a órgãos internos, como fígado e rins. Esta condição, que geralmente se desenvolve após a 20ª semana de gestação, é uma das complicações mais comuns durante a gestação e pode ter implicações sérias tanto para a mãe quanto para o feto, exigindo uma monitorização cuidadosa e intervenções médicas quando necessário, uma vez que as consequências em casos severos podem englobar desde desprendimento da placenta, parto prematuro, falha orgânica e convulsões.

Compreender os sintomas, fatores de risco e os exames utilizados para diagnosticar e gerenciar essa condição é crucial para garantir a saúde e o bem-estar da gestante e do bebê.

## O que é o exame?

O **Pré-Eclâmpsia 2º e 3º Trimestre** é um exame que permite conhecer o risco do desenvolvimento de pré-eclâmpsia no 2º e 3º trimestre de gestação. A análise de risco é calculada com base em um algoritmo que combina os níveis de PIGF, pressão arterial a determinação da proteinúria.

## Para quem é indicado?

- Mulheres com suspeita de PE, a partir do 2º trimestre de gestação.
- Gestação anterior com pré-eclâmpsia ou se a mãe teve pré-eclâmpsia;
- Idade superior a 40 anos;
- Pressão arterial elevada, problemas de rim e/ou diabetes;

## Tecnologia

*Quimioluminescência.*

## Vantagens

### GRUPO SYNLAB

Garantido pela experiência do líder europeu absoluto em diagnóstico laboratorial.

### COMPLETO

Laudo com resultados objetivos e interpretação detalhada.

## Informações Extras

**DOCUMENTAÇÃO** – Disponível na SYNLAB Direct para clientes

- Consentimento Informado;
- Questionário Clínico;
- Pedido médico.

### PREPARO

- Não é necessário jejum para a realização do exame;
- Recomenda-se realizar o exame depois da 20ª semana gestacional.



#### Tempo de Entrega

3 dias úteis



#### Tipo de Amostra

3 mL de soro